



Actimo Premium



Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung, bevor Sie den Actimo Premium erstmalig in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, so dass sie für die spätere Verwendung zur Verfügung steht.

Zweckbestimmung

Rollator für die Unterstützung des Gehens von Personen, die in ihrer Beweglichkeit und Mobilität eingeschränkt sind. Der Rollator ist faltbar, verfügt über eine Sitzfunktion, eine Halterung für Gehstöcke und eine Tragetasche (optional) für den Transport von Utensilien oder Einkäufen.

Indikation


Der Actimo Premium kann angewendet werden bei leichten Gleichgewichtsstörungen und eingeschränkter Mobilität, aufgrund von Kraftverlust oder verminderter Beweglichkeit. Zur Erhaltung der körperlichen Aktivität ist der Actimo Premium zur Nutzung drinnen und draußen geeignet.

Anleitung/Montage

1. Entnehmen Sie den Rollator aus dem Karton und prüfen Sie den Inhalt als auch die Verpackung auf Schäden bzw. Vollständigkeit.

Der Rollator wird montiert und gefaltet
Karton/Polybeutel geliefert.

2. Legen Sie den Actimo Premium flach auf den Boden und entfalten Sie ihn durch das Hochziehen der Griffe. Die ovale Kunststoffhalterung und das Rahmen-Rohr müssen komplett zusammen gesteckt sein, bevor der Verschlusshebel geschlossen (Bild 1) wird.



3. Zur Fixierung ziehen Sie nacheinander auf beiden Seiten den Verschlusshebel vom Rahmen (Bild 2) und drehen ihn um 180° bis dieser nach vorne zeigt. Achten Sie darauf, dass das Griffrohr aufrecht steht und dass die Kunststoffhalterung eng am Rahmen einrastet. Die Unterlegscheibe muss korrekt am Ende des Feststellhebels sitzen. Drehen Sie diesen nun um 180°, bis er parallel zum Rahmen zeigt und drücken Sie den Hebel dann in den dafür vorgesehenen Schlitz (Bild 3). Achten Sie darauf, dass Sie den Verschlusshebel nicht zu fest andrücken, bevor die Griffrohre nicht komplett fest am Rahmen sitzen, um Beschädigungen zu vermeiden!



Bild 1



Bild 2



Bild 3

4. Danach öffnen Sie den Clip seitlich an der Sitzfläche und drücken die Sitzfläche mit dem Handballen herunter. Jetzt ist der Actimo Premium komplett auseinandergefaltet. Prüfen Sie an den Außenseiten, ob das Gestell sicher an den Kunststoffhalterungen verbunden ist.
5. Stellen Sie die Handgriffe auf Hüfthöhe ein, damit die Arme während des Schiebens um etwa 20°-30° gebeugt sind. Lösen Sie hier die Knopfschraube an der Rohrhalterung, schieben oder ziehen das Griffrohr auf die gewünschte Höhe (Löcher zur Fixierung) und ziehen die Knopfschraube wieder fest an. Achten Sie auf die gleiche Höhe der Griffe und ziehen Sie nicht das gesamte Griffrohr aus dem Rahmen, wenn Sie diese einstellen!



6. Um den Rollator zusammen zu falten, ziehen Sie die Sitzfläche am Griff nach oben. Lösen Sie die



Feststellschrauben am Rahmen und klappen Sie die Griffrohre nach hinten Richtung Boden.



Anbringung der Tasche

1. Entfernen Sie die Abdeckungen (Kappen) der Bohrungen an den Hinterseiten des Rahmens und schrauben Sie die Aufhängungsvorrichtung fest.



2. Befestigen Sie die Tasche mit Hilfe der Klettverschlüsse an der Aufhängungsvorrichtung und am unteren Bereich des Rahmens.

Benutzung der Bremsen

1. Um die Feststellbremse (Parkbremse) zu aktivieren, drücken Sie die Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, ziehen Sie die Bremshebel wieder nach oben. Nutzen Sie **IMMER** beide Feststellbremsen gleichzeitig, damit der Actimo Premium fest steht.
2. Zum kurzen Bremsen oder um die Geschwindigkeit zu verlangsamen, ziehen Sie die Bremshebel gleichzeitig nach oben, damit der Actimo Premium nicht seitlich wegdreht.



Sicherheitshinweise



1. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Rollator komplett entfaltet ist und ob sich die Griffe auf der gleichen Höhe befinden.

2. Testen Sie die Bremsen, bevor Sie den Actimo Premium benutzen und setzen Sie sich nur auf die Sitzfläche, wenn die Feststellbremse angezogen ist. Schieben Sie den Rollator nicht, wenn Sie sich hingesetzt haben! Es besteht Sturzgefahr!
3. Setzen Sie sich nicht auf die Sitzfläche, wenn der Rückengurt nicht befestigt ist oder der Rollator schräg steht.
4. Schieben Sie keine Personen mit dem Rollator und hängen Sie keine Gegenstände an die Griffe.
5. Prüfen Sie nach jeder Höhenverstellung die Bremsen und achten Sie darauf, dass die Bremskabel nicht eingeklemmt sind.
6. Benutzen Sie den Rollator nicht auf Stufen, sondern nur auf ebenem Untergrund! Alle vier Räder sollten auf dem Boden stehen, sonst besteht Kippgefahr!
7. Der Actimo Premium ist bis max. 136 kg belastbar! Die Tragetasche kann bis max. 5 kg beladen werden und ist ausschließlich für den Transport von Gegenständen gedacht!
8. Achten Sie darauf, dass die beladene Tasche Einfluss auf die Wendigkeit des Rollators hat und gehen Sie nicht rückwärts, wenn Sie den Rollator benutzen!
9. Benutzen Sie keinen defekten Rollator und kontaktieren Sie den Fachhandel, wenn Sie Materialveränderungen oder starke Abnutzungserscheinungen feststellen.


Reinigung

Sie sollten den Rollator in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) reinigen bzw. desinfizieren. Verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze und ein weiches Tuch. Die Desinfektion können Sie mit einem handelsüblichen Mittel gemäß den Herstellerangaben durchführen, z. B. mit Descosept AF. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder Hochdruck- und Dampfreiniger!

Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz an den Reifen oder Bremsen ablagert. Dieser kann mit einer weichen Bürste und warmen Wasser entfernt werden.

Wartung

Der Actimo Premium ist wartungsfrei. Sollten Sie eine Nachlassen der Bremskraft, eine Schwergängigkeit der Räder oder eine Veränderung der Beschaffenheit des Materials feststellen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Benutzen Sie keinen defekten Rollator und prüfen Sie vor der Nutzung die Bremsfunktion und den festen Sitz der Griffrohre! 

Kontraindikation

Die Verwendung des Actimo Premium ist nicht angezeigt bei Personen mit

- Wahrnehmungsstörungen, verminderter Sehkraft
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Personen mit amputierten Gliedmaßen, Gelenkschäden

Lieferumfang und Lagerung

Actimo Premium

Tasche (optional)

Rollator-Garage (optional)

Gebrauchsanweisung

Schützen Sie den Rollator vor Feuchtigkeit und stellen Sie diesen an einem sicheren Ort ab, um das Gestänge und die Räder vor Beschädigung zu schützen!

Technische Daten/Maße und Gewicht

Gewicht: 7,8 kg

Breite: 61 cm

Tiefe: 70 cm

Höhe: 77 – 90 cm

Weite zwischen den Handriffen (Mittellinie): 49 cm

Max. Belastung: 136 kg

Max. Drehdurchmesser: 93 cm

Material: Eloxiertes Aluminium (nicht korrosionsanfällig)

Entsorgung

Ein ausgedienter Rollator stellt eine wertvolle Materialquelle dar, die dem industriellen Zyklus wieder zugeführt werden kann. Werfen Sie deshalb Ihren zu entsorgenden Rollator nicht in den Hausmüll, sondern lassen ihn durch eine staatlich zugelassene Entsorgungsstelle fachgerecht entsorgen. Ihre örtliche Müllabfuhr wird Ihnen gerne entsprechende Auskünfte geben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.



Art./PZN: 12672822 (Blau), 12675803 (Anthrazit)



Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Tel.: +49 4121 473312
Fax: +49 4121 473323
www.rehaforum.com



Actimo Premium



UK



Carefully read the complete instruction manual before using Actimo Premium for the first time. Keep the instruction manual safely, so that it is available for later use.

Intended purpose

Rollator for supporting people in walking who are restricted in their movement and mobility. The rollator is foldable, has a seating function, a holder for walking sticks and a carrying case (optional) for the transport of utensils or purchases.

Indication

Actimo Premium can be used in case of mild balance problems and reduced mobility, due to loss of strength or reduced movement. To maintain the physical activity, Actimo Premium is suitable for use indoors and outdoors.

Instructions / Assembly

1. Remove the walker from the box and check the contents and the packaging for damage or completeness.

The rollator is assembled and supplied in folded form in a cardboard / plastic bag.



2. Place the Actimo Premium flat on the floor and unfold it by pulling the handles. The oval plastic holder and the frame tube must be inserted together completely before the locking lever is closed (figure 1).

3. For fixing, pull the locking lever from the frame on both the sides (Figure 2) and rotate it 180° until it points forward. Make sure that the handle tube is upright and that the plastic holder firmly locks into position in the frame. The washer must sit correctly at the end of the locking lever. Now turn it around 180 degrees until it is parallel to the frame and then press the lever in the appropriate slot (Figure 3). Make sure that you do not press the locking lever too tightly before the handle tubes are not sitting firmly on the frame in order to avoid damage!



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

4. Then you open the clip on the side of the seat and press down the seat surface with the palm of your hand. Now the Actimo Premium is completely unfolded. Check whether the seating surface has fully fit into the plastic holders. Check on the outer sides whether the frame is securely connected to the plastic holders.

5. Adjust the handles at waist height, so that the arms are flexed by about 20 ° -30 ° while sliding. Loosen the knob screw at the tube holder, push or pull the handle tube to the desired height (holes for fixing) and tighten the knob screw again. Ensure that the handles are at the same height and do not pull the entire grip tube from the frame when adjusting it!



6. To fold the rollator together, pull the seat surface upwards. Loosen the locking screws on the frame and fold the handle bars to the back toward the ground.



Attaching the bag

1. Remove the covers (caps) of the holes at the rear sides of the frame and screw down the suspension device.



2. Attach the bag using the Velcro fasteners on the suspension device and the lower portion of the frame.

Using the brakes

1. To activate the parking brake, press the brake lever downwards. To loosen this, pull the brake lever back up. ALWAYS use both parking brakes simultaneously so that Actimo Premium remains fixed.
2. For short brake function or lowering the speed, pull the brake lever upwards simultaneously so that Actimo Premium does not rotate sideward.



Safety instructions



1. Before each use, check whether the rollator is completely unfolded and whether the handles are at the same height.

2. Test the brakes before using Actimo Premium and only sit on the seat when the parking brake is applied. Do not push the rollator after you sit down! There is danger of falling!
3. Do not sit on the seat when the back strap is not worn or the rollator is not standing level.
4. Do not push people with the rollator and do not hang any objects on the handles.
5. Check the brakes after each height adjustment and make sure that the brake cables are not pinched.
6. Do not use the rollator on stairs, but only on level ground! All four wheels should stand on the floor; otherwise there is danger of tipping!
7. Actimo Premium can tolerate a load of up to 136 kg! The carrier bag can be loaded up to a max. 5 kg and is intended solely for the transport of goods!
8. Ensure that the loaded bag affects the manoeuvrability of the rollator and do not walk backwards when using the rollator!
9. Do not use a defective rollator and contact the authorised dealer if you notice any material changes or signs of strong wear and tear.

Cleaning

You should clean/disinfect the rollator at regular intervals (mandatory at the time of user change). Use a mild soap without abrasive additives and a soft cloth. You can perform the disinfection using a commercial agent according to the manufacturer's instructions, e.g. with Descosept AF. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents or high-pressure and steam cleaners!

Make sure that no dirt is deposited on the tires or brakes. This can be removed with a soft brush and warm water.

Maintenance

Actimo Premium is maintenance-free. If you notice a reduction in braking force, a sluggishness of the wheels or change in the nature of the material, please contact your dealer.

Do not use a defective rollator and check the braking function and the tightness of the grip tubes before use!



Contraindication

The use of premium Actimo not appropriate for persons with

- cognitive impairment, low vision
- serious disorders of balance
- people with amputated limbs, joint damage

Scope of delivery and storage

Actimo Premium

Bag (optional)

Rollator garage (optional)

Operating instructions

Protect the rollator from moisture and place it at a safe place to protect the linkage and the wheels from damage!

Technical specifications/dimensions and weight

Weight: 7.8 kg

Width: 61 cm

Depth: 70 cm

Height: 77 - 90 cm

Width between handles (centreline): 49 cm

Max. Load: 136 kg

Max. turning diameter: 93 cm

Material: Anodised aluminum (not susceptible to corrosion)

Disposal

A disused rollator is a valuable source of materials that can be supplied to the industrial cycle. Therefore, please do not throw the rollator in the household waste, but rather dispose it of at a state-approved disposal site. Your local waste collection services would be pleased to provide you with all the relevant information.

Warranty

The warranty period is 24 months and shall apply to any product defects that can verifiably be attributed to manufacturing or material defect.



Art./PZN: 12672822 (blue), 12675803 (anthracite)



Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Tel.: +49 4121 473312
Fax: +49 4121 473323
www.rehaforum.com



Actimo Premium



FR



Lisez attentivement le mode d'emploi complet avant d'utiliser l'Actimo Premium pour la première fois. Conservez le mode d'emploi de manière à pouvoir l'utiliser ultérieurement.

Usage prévu


Déambulateur pour aider à la marche les personnes limitées dans leur motricité et leur mobilité. Le déambulateur est dépliant, permet de s'asseoir, possède un support pour cannes et un sac (en option) pour le transport d'ustensiles et faire ses achats.

Indication

L'Actimo Premium peut être utilisé en cas de légers troubles de l'équilibre et de mobilité réduite due à une perte de force ou de diminution de la motricité. L'Actimo Premium convient pour un usage intérieur et extérieur pour préserver l'activité physique.

Notice/montage

1. Retirez le déambulateur et vérifiez si le contenu et l'emballage sont intacts et complets.
Le déambulateur est monté et livré plié dans un carton et une poche polyéthylène.



2. Posez l'Actimo Premium à plat sur le sol et déployez-le en tirant sur les poignées. Le support ovale en plastique et le tube de cadre doit être assemblé avant de fermer le levier de fermeture (Fig. 1).

3. Pour la fixation, tirez successivement des deux côtés sur le levier de fermeture du cadre (Fig. 2) et tournez-le de 180° jusqu'à ce qu'il soit pointé vers l'avant. Veillez à ce que le tube de la poignée soit droit et que la fixation en plastique vienne s'enclencher étroitement sur le cadre. La rondelle doit être correctement fixée à l'extrémité du levier d'arrêt. Tournez-le de 180° jusqu'à ce qu'il soit parallèle au cadre et enfoncez le levier dans l'interstice prévue à cet effet (Fig. 3). Veillez à ne pas serrer trop fort le levier de fermeture avant que les tubes de poignée ne soient pas solidement fixés sur le cadre afin d'éviter tout dommage.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

4. Puis ouvrez les clips sur le côté du siège et abaissez le siège avec la paume de la main. A présent, Actimo Premium est entièrement déployé. Vérifiez si le siège est complètement incliqué dans les fixations de plastique. Vérifiez sur les côtés extérieurs si le bâti est solidement assemblé aux fixations de plastique.
5. Réglez les poignées à hauteur de hanche pour que les bras soient inclinés d'environ 20°-30° lorsque l'on pousse le Rollator. Desserrez la molette sur la fixation, poussez ou tirez la poignée tubulaire à la hauteur voulue (trous de fixation) puis serrez à nouveau la molette. Veillez à ce que les poignées soient à la même hauteur et ne sortent pas le tube de poignée entièrement du cadre lorsque vous le réglez.



6. Pour replier le déambulateur, remontez le siège par la poignée. Desserrez les vis d'arrêt sur le cadre et



rabattez les poignées tubulaires vers l'arrière dans le sens du sol.



Pose du sac

1. Retirez les caches (capuchons) des trous sur les faces antérieures du cadre et serrez le dispositif de suspension.



2. Fixez le sac à l'aide de la fermeture auto-agrip-pante par la suspension et et à la base du cadre.

Utilisation des freins

1. Pour activer le frein de stationnement, appuyez sur le levier de frein vers le bas. Remontez le levier de serrage pour le desserrer à nouveau. Utilisez TOUJOURS les deux freins de stationnement afin d'immobiliser l'Actimo Premium.
2. Tirez simultanément le levier de frein vers le haut pour un freinage court ou pour ralentir pour que l'Actimo Premium ne tourne latéralement.



Consignes de sécurité



1. Vérifiez avant chaque utilisation si le déambulateur est complètement déplié et si les poignées se trouvent à égale hauteur.

2. Testez les freins avant d'utiliser l'Actimo Premium et asseyez-vous sur le siège lorsque le frein de stationnement est serré. Ne poussez pas le déambulateur une fois que vous êtes assis ! Risque de chute !
3. Ne vous asseyez pas sur le siège lorsque la ceinture dorsale n'est pas fixée ou si le déambulateur est en position inclinée.
4. Ne poussez personne avec le déambulateur et n'accrochez pas d'objets aux poignées.
5. Vérifiez les freins après chaque réglage en hauteur et prenez garde à ne pas coincer le câble de frein.
6. N'utilisez pas le déambulateur sur des marches mais sur un sol plan. Les roues doivent être toutes les quatre en contact avec le sol, il y a sinon un risque de basculement.
7. La charge maximale de l'Actimo Premium est de 136 kg ! La charge maximale du sac, exclusivement destiné au transport d'objets, est de 5 kg !
8. Veillez à ce que le sac chargé ne gêne pas la maniabilité du déambulateur et ne reculez pas en utilisant le déambulateur !
9. N'utilisez pas de déambulateur et contactez le commerce spécialisé si vous constatez des altérations du matériel ou de fortes traces d'usure.

Nettoyage

Vous devez nettoyer ou désinfecter le déambulateur à intervalles réguliers (impératif en cas de changement d'utilisateur). Utilisez une lessive savonneuse douce sans additifs abrasifs et un chiffon doux. La désinfection peut être réalisée avec un produit du commerce courant selon les informations du fabricant, ex. Descosept AF. N'utilisez pas d'agent nettoyant abrasif ou décapant ni passer au nettoyeur haute pression ou à vapeur !

Veillez à ce que la saleté ne s'accumule pas sur les roues ou les freins. Elle peut être enlevée avec une brosse douce et à l'eau chaude.

Maintenance

L'Actimo Premium est sans entretien. Si vous constatez que la force de freinage diminue, que les roues ont du mal à tourner ou une altération de la qualité du matériel, veuillez contacter votre commerçant spécialisé.

N'utilisez pas de déambulateur défectueux et vérifiez les fonctions du frein et si les poignées tubulaires sont solidement fixées avant toute utilisation ! ⚠

Contre-indications

L'utilisation d'Actimo Premium n'est pas indiquée pour des personnes présentant

- des troubles de la perception, une acuité visuelle réduite
- des troubles sévères de l'équilibre
- des membres amputés, des lésions articulaires

Limites de fournitures et conservation

Actimo Premium

Sac (en option)

Garage à déambulateur (en option)

Mode d'emploi

Protégez le déambulateur de l'humidité et placez le en lieu sûr pour protéger la tringlerie et les roues de tout dommage !

Caractéristiques techniques / Dimensions et poids

Poids : 7,8 kg

Largeur : 61 cm

Profondeur : 70 cm

Hauteur : 77 – 90 cm

Largeur entre les poignées (ligne médiane) : 49 cm

Charge max. : 136 kg

Diamètre de rotation maximal 93 cm

Matériau : Aluminium anodisé (non sensible à la corrosion)

Mise au rebut

A la fin de son cycle d'existence, un déambulateur est une source précieuse de matériel qui peut être recyclé pour un usage industriel. Ainsi, ne jetez pas un déambulateur parmi les déchets ménagers mais confiez-le à un centre de collecte agréé par l'état qui le recyclera dans les règles de l'art. Votre service de collecte local se fera un plaisir de vous fournir tous renseignements utiles

Garantie

La garantie est de 24 mois et s'applique à tous les défauts sur le produit s'avérant imputables à des vices de fabrication ou du matériel.



Art./PZN: 12672822 (bleu), 12675803 (l'antracite)



Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Tél.: +49 4121 473312
Fax: +49 4121 473323
www.rehaforum.com



Actimo Premium



IT



Leggere attentamente il manuale di istruzioni completo prima di utilizzare Actimo Premium per la prima volta. Conservare le istruzioni per l'uso, in modo che siano disponibili per un utilizzo successivo.

Destinazione d'uso


Deambulatore per assistere nella deambulazione le persone con *limitata* capacità di *mobilità* e movimento. Il deambulatore è pieghevole, ha una funzione di seduta, un supporto per bastoni da passeggio e una borsa per il trasporto (opzionale) di utensili o acquisti.

Indicazioni

Actimo Premium può essere utilizzato in caso di disturbi della coordinazione leggeri e mobilità limitata, causati da perdita di forza o mobilità ridotta. Actimo Premium è adatto per mantenere l'attività fisica all'interno e all'esterno.

Istruzioni/montaggio

1. Rimuovere il deambulatore dalla scatola e controllare che il contenuto e l'imballaggio non siano danneggiati e siano completi. Il deambulatore viene spedito assemblato e piegato nella scatola di cartone / sacchetto di plastica.



2. Posizionare Actimo Premium sul pavimento e aprirlo tirando le impugnature. Il supporto in plastica ovale e il tubo del telaio devono essere inseriti completamente prima di chiudere la leva di bloccaggio (Figura 1).
3. Per il fissaggio tirare di seguito su entrambi i lati la leva di bloccaggio dal telaio (Figura 2) e ruotarla di 180° fino a quando è posizionata in avanti. Assicurarsi che il tubo dell'impugnatura sia in posizione verticale e che il supporto di plastica sia inserito saldamente nel telaio. La rondella deve alloggiare correttamente all'estremità della leva di bloccaggio. Ora ruotarla di 180° fino a quando è parallela al telaio e quindi premere la leva nella fessura prevista (Figura 3). Per evitare danni non premere eccessivamente la leva di bloccaggio prima che i tubi dell'impugnatura siano completamente e saldamente alloggiati nel telaio.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

4. Quindi aprire la clip sul lato del sedile e premere il sedile verso il basso con il palmo della mano. Ora Actimo Premium è completamente aperto. Controllare che il sedile sia completamente inserito nei supporti di plastica. Controllare esternamente che il telaio sia collegato saldamente ai supporti di plastica.
5. Regolare le impugnature all'altezza della vita, in modo che le braccia siano piegate durante lo scorrimento di circa 20°-30°. Allentare la vite sul supporto del tubo, spingere o tirare il tubo dell'impugnatura all'altezza desiderata (fori per il fissaggio) e serrare nuovamente la vite saldamente. Prestare attenzione che le impugnature siano alla stessa altezza e non estrarre il tubo dell'impugnatura completamente dal telaio durante la regolazione!



6. Per chiudere il deambulatore, tirare verso l'alto il sedile sull'impugnatura. Allentare le viti sul telaio e piegare i tubi dell'impugnatura all'indietro verso il pavimento.



Applicazione della borsa

1. Rimuovere i coperchi (tappi) dei fori sui lati posteriori del telaio e avvitare saldamente il dispositivo di sospensione.



2. Fissare la borsa con le chiusure a strappo sul dispositivo di sospensione e sulla parte inferiore del telaio.

Uso dei freni

1. Per attivare il freno (freno di stazionamento), premere la leva del freno verso il basso. Per togliere il freno, tirare nuovamente verso l'alto la leva del freno. Utilizzare SEMPRE entrambi i freni di stazionamento in modo che Actimo Premium si arresti saldamente.
2. Per brevi frenate o per rallentare, tirare la leva del freno verso l'alto contemporaneamente, in modo che Actimo Premium non si allontani lateralmente.



Istruzioni di sicurezza

1. Controllare, prima di ogni utilizzo, che il deambulatore sia completamente aperto e che le impugnature siano alla stessa altezza.


2. Testare i freni prima di utilizzare Actimo Premium e sedersi sul sedile solo se è applicato il freno di stazionamento. Non spingere il deambulatore dopo essersi seduti! Pericolo di cadere!
3. Non sedersi sul deambulatore se la cintura posteriore non è allacciata o il deambulatore è storto.
4. Non spingere le persone con il deambulatore e non appendere oggetti sulle impugnature.
5. Controllare dopo ogni regolazione in altezza i freni e assicurarsi che i cavi dei freni non siano schiacciati.
6. Non utilizzare il deambulatore sui gradini, ma solo in piano! Tutte e quattro le ruote devono poggiare sul pavimento, altrimenti pericolo di ribaltamento!
7. Actimo Premium può sopportare carichi fino a 136 kg! La borsa può trasportare max 5 kg ed è destinata esclusivamente al trasporto di merci!
8. Fare attenzione perché la borsa caricata influisce sulla manovrabilità del deambulatore e non camminare all'indietro durante l'uso!
9. Non utilizzare un deambulatore difettoso e contattare il rivenditore se determinate modifiche del materiale o grave usura.

Pulizia

Si consiglia di pulire e disinfettare il deambulatore a intervalli regolari (obbligatorio in caso di cambio dell'utente). Utilizzare un sapone neutro senza additivi abrasivi e un panno morbido. Effettuare la disinfezione con un agente in commercio secondo le istruzioni del produttore, ad es. Descosept AF. Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi o pulitori a vapore ad alta pressione! Assicurarsi che non si depositi sporco sugli pneumatici o sui freni. Rimuovere lo sporco con una spazzola morbida e acqua calda.

Manutenzione

Actimo Premium è esente da manutenzione. Se riscontrate una riduzione della forza di frenatura, un rallentamento delle ruote o un cambiamento delle caratteristiche del materiale, si prega di contattare il rivenditore.

Non utilizzare un deambulatore difettoso e verificare la funzione di frenata e la tenuta dei tubi dell'impugnatura prima dell'uso! 

Controindicazioni

L'utilizzo di Actimo Premium non è adatto alle persone con

- disturbi della percezione, visione ridotta
- disturbi di equilibrio
- arti amputati, danni articolari

Fornitura e stoccaggio

Actimo Premium

Borsa (opzionale)

Protezione deambulatore (opzionale)

Istruzioni d'uso

Proteggere il deambulatore dall'umidità e conservarlo in un luogo sicuro per evitare danni agli attacchi e alle ruote!

Dati tecnici/misure e peso

Peso: 7,8 kg

Larghezza: 61 cm

Profondità: 70 cm

Altezza: 77 - 90 cm

Larghezza tra le impugnature (linea centrale): 49 cm

Carico massimo: 136 kg

Diametro tornibile massimo: 93 cm

Materiale: alluminio anodizzato (non soggetto a corrosione)

Smaltimento

Un deambulatore in disuso è una preziosa fonte di materiale che può essere fornita al ciclo industriale. Non gettare il deambulatore con i rifiuti domestici, ma consegnarlo a un sito approvato dal governo per il corretto smaltimento. Il servizio di nettezza urbana locale sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni utili.

Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi e si riferisce a eventuali difetti del prodotto che si sono dimostrati attribuibili a difetti di fabbricazione o del materiale.



Art./PZN: 12672822 (blu), 12675803 (antracite)



Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Tel.: +49 4121 473312
Fax: +49 4121 473323
www.rehaforum.com



Actimo Premium



ES



Lea atentamente las instrucciones de uso completas antes de usar por primera vez Actimo Premium. Guarde las instrucciones de uso de modo que estén disponibles para su consulta futura.

Objetivo de uso


Carro destinado a servir de apoyo y ayuda para caminar a personas con movilidad reducida. El carro es plegable, tiene función de asiento, un soporte para bastones y una bolsa de transporte (opcional) para transportar utensilios o la compra.

Indicación

Actimo Premium puede utilizarse en casos de trastornos ligeros del equilibrio y movilidad limitada debido a pérdida de fuerza o movilidad reducida. Actimo Premium es apropiado para usarse en interior y exterior con el fin de mantener la actividad corporal.

Instrucciones/ montaje

1. Extraiga el carro de la caja y compruebe el contenido, así como el embalaje, respecto a daños y a su integridad.
El carro se suministra montado y plegado en caja de cartón/ bolsa de polietileno.



2. Coloque el Actimo Premium plano sobre el suelo y despléguelo levantando las empuñaduras. El soporte de plástico oval y el tubo del bastidor deben estar completamente encajados antes de cerrar la palanca de cierre (Figura 1).
3. Para la fijación tire sucesivamente en ambos lados de la palanca de cierre del bastidor (Figura 2) y gírela 180° de forma que mire hacia delante. Asegúrese de que el tubo de la empuñadura quede vertical y el soporte de plástico encaje firmemente en el bastidor. La placa de soporte debe encajar correctamente en el extremo de la palanca de inmovilización. Ahora, gírela 180° hasta que quede paralela al bastidor y presione la palanca dentro de la ranura prevista para ello (Figura 3). ¡Asegúrese de no presionar excesivamente la palanca de cierre antes de que los tubos de las empuñaduras no asienten completa y firmemente en el bastidor, para evitar daños!



Figura 1



Figura 2



Figura 3

4. Después, abra el clip lateralmente en el asiento y presione el asiento hacia abajo con las palmas de las manos. Ahora está completamente desplegado el Actimo Premium. Dispone de un asiento si está completamente encajado en los soportes de plástico. Compruebe en las partes exteriores si el bastidor está unido de forma segura en los soportes de plástico.
5. Ajuste las empuñaduras a la altura de la cadera para que los brazos estén flexionados unos 20°-30° al caminar. Para ello, afloje el tornillo del soporte de tubo, introduzca o extraiga el tubo de la empuñadura a la altura deseada (hay orificios para la fijación) y apriete de nuevo el tornillo. ¡Compruebe que las empuñaduras estén a la misma altura y no extraiga todo el tubo del marco cuando lo ajuste!



6. Para plegar el carro, tire del asiento por la empuñadura hacia arriba. Afloje los tornillos de fijación en el bastidor y pliegue los tubos de las empuñaduras hacia atrás, en dirección al suelo.



Colocación de la bolsa

1. Extraiga las cubiertas (tapas) de los orificios de las partes posteriores del bastidor y atornille el dispositivo de suspensión.



2. Fije la bolsa por medio de los cierres velcro en el dispositivo de suspensión y en la parte inferior del bastidor.

Uso de los frenos

1. Para activar el freno de inmovilización (freno de aparcamiento), presione hacia abajo la palanca de freno. Para soltarlo de nuevo, vuelva a tirar de la palanca de freno hacia arriba. Utilice SIEMPRE los dos frenos de inmovilización simultáneamente para que el Actimo Premium quede inmóvil.
2. Para frenar brevemente o para reducir la velocidad, tire simultáneamente de las palancas de freno hacia arriba para que el Actimo Premium no gire lateralmente.



Instrucciones de seguridad



1. Antes de cada uso, compruebe que el carro esté totalmente desplegado y que las empuñaduras estén a la misma altura.


2. Pruebe los frenos antes de usar el Actimo Premium y utilice el asiento solo si está puesto el freno de inmovilización. ¡No empuje el carro si se ha sentado, ya que podría caer!
3. No se siente si la correa para la espalda no está fijada o el carro está inclinado.
4. No empuje a ninguna persona con el carro ni cuelgue objetos en las empuñaduras.
5. Después de cada regulación de la altura compruebe los frenos y asegúrese de que no queden atrapados los cables de freno.
6. ¡No utilice el carro en escaleras, solamente sobre una base plana! ¡Deben quedar sobre el suelo las cuatro ruedas, ya que de lo contrario existe peligro de volcar!
7. ¡El Actimo Premium soporta una carga máxima de 136 kg! ¡La bolsa de transporte puede soportar hasta 5 kg máx. y está destinada exclusivamente para transportar objetos!
8. ¡Tenga en cuenta que la bolsa cargada influye en la maniobrabilidad del carro y no camine hacia atrás cuando lo utilice!
9. No utilice el carro si es defectuoso y póngase en contacto con el distribuidor especializado si detecta cambios en el material o síntomas de desgaste intenso.

Limpieza

Debe limpiar o desinfectar el carro a intervalos regulares (es imprescindible si cambia el usuario). Utilice una solución jabonosa suave sin aditivos abrasivos y un paño suave. . La desinfección puede realizarse con medios convencionales según los datos del fabricante, por ejemplo, con DescoseptAF. ¡No utilice productos limpiadores abrasivos o cáusticos, ni limpiadores de alta presión o vapor! Asegúrese de que no se acumule suciedad en los neumáticos o frenos. Puede limpiarse con un cepillo blando y agua tibia.

Mantenimiento

El Actimo Premium no necesita mantenimiento. Si nota un descenso de la fuerza de frenado, dificultad de marcha de las ruedas o un cambio en la naturaleza del material, póngase en contacto con su distribuidor.

¡No utilice el carro si es defectuoso y compruebe antes de cada uso el funcionamiento del freno y que los tubos de las empuñaduras estén firmemente asentados! 

Contraindicación

Actimo Premium no está indicado para el uso de personas con

- trastornos de la percepción, visión reducida
- trastornos graves del equilibrio
- personas con miembros amputados, articulaciones dañadas

Volumen de suministro y almacenamiento

Actimo Premium

Bolsa (opcional)

Garaje para el carro (opcional)

Instrucciones de uso

¡Proteja el carro contra la humedad y apárquelo en un lugar seguro, para proteger los varillajes y las ruedas contra daños!

Datos técnicos / medidas y peso

Peso: 7,8 kg

Anchura: 61 cm

Profundidad: 70 cm

Altura: 77 – 90 cm

Distancia entre las empuñaduras (línea central): 49 cm

Carga máx.: 136 kg

Diámetro de giro máx.: 93 cm

Material: aluminio anodizado (no susceptible a la corrosión)

Eliminación

Un carro fuera de uso representa una fuente de material valiosa que puede reintroducirse en el ciclo industrial. Por lo tanto, el carro viejo no debe tirarse a la basura sino que debe eliminarse correctamente llevándolo a un centro de eliminación autorizado oficialmente. El servicio de recogida de basuras local le proporcionará la información correspondiente.

Garantía

El plazo de garantía es de 24 meses y cubre todos los vicios del producto que pueda demostrarse que son defectos de fabricación o del material.



Art./PZN: 12672822 (azul), 12675803 (gris antracita)



Daimlerstr. 12a

25337 Elmshorn

Tel.: +49 4121 473312

Fax: +49 4121 473323

www.rehaforum.com



Actimo Premium



NL



Lees alvorens u de Actimo Premium voor het eerst in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing a.u.b. geheel en zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze voor eventueel later gebruik te kunnen raadplegen.

Beoogd gebruik


Rollator ter ondersteuning bij het lopen voor personen die in hun beweeglijkheid en mobiliteit zijn beperkt. De rollator is inklapbaar en beschikt over een zitfunctie, een houder voor wandelstokken en een (optioneel) tas voor het meenemen van voorwerpen of boodschappen.

Indicatie

De Actimo Premium kan worden gebruikt bij lichte evenwichtsstoornissen en beperkte beweeglijkheid als gevolg van krachtverlies en/of verminderde beweeglijkheid. Ook voor het lichamelijk actief blijven is de Actimo Premium zowel binnens- als buitenshuis geschikt.

Bediening/montage

1. Neem de rollator uit de doos en controleer zowel de rollator als de verpakking op beschadigingen en compleetheid. De rollator wordt gemonteerd en ingeklapt in een doos en plastic verpakking geleverd.



2. Leg de Actimo Premium plat op de vloer en klap deze uit door de handgrepen omhoog te trekken. De ovaal kunststofhouder en de buis van het onderframe moeten strak tegen elkaar aangedrukt zijn alvorens u de vergrendeling sluit (Afbeelding 1).
3. Voor het vastzetten sluit u achter elkaar de framevergrendeling aan beide zijden (Afbeelding 2) en draait u deze 180° totdat deze naar voren wijst. Let erop dat de handvatstang rechtop staat en de kunststofhouder strak tegen het onderframe is aangeklikt. De sluitring moet op de juiste wijze aan het uiteinde van de vergrendelingshendel vastzitten. Draai deze nu 180° graden totdat deze parallel aan het frame loopt en druk de hendel dan in de daarvoor bestemde gleuf (Afbeelding 3). Om beschadigingen te voorkomen moet u erop letten dat u de vergrendelingshendel pas stevig aandrukt nadat de handvatstangen volledig tegen het frame aanliggen!



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

4. Vervolgens opent u de plastic clip aan de zijkant van het zitgedeelte en klapt u het zitgedeelte met de bal van de hand naar beneden. De Actimo Premium is nu volledig uitgeklappt. Controleer of het zitgedeelte volledig in de plastic zijhouders is vastgeklemd. Controleer ook aan beide zijden of het frame veilig tegen de kunststofhouders is vastgezet.
5. Stel de handvaten op heuphoogte in, zodat de armen tijdens het voortduwen circa 20-30 graden zijn gebogen. Draai hiervoor de schroefknop aan de buishouder los, schuif of trek de handvatstang naar de gewenste hoogte en zet de stang vast in de gaten. Draai daarna de knopschroef weer stevig vast. Let erop dat beide handvaten op dezelfde hoogte zijn ingesteld en trek bij het verstellen van de hoogte niet de gehele handvatstang uit het frame!



6. Om de rollator in te klappen trekt u het zitgedeelte aan de handlus naar boven. Maak de vergrendelingshendel aan het frame los en klap de handvatstangen naar achteren richting de grond.



Bevestiging van de tas

1. Verwijder de beschermingskapjes uit de gaatjes in de achterzijde van het frame en schroef het ophangrek aan het frame vast.



2. Bevestig de tas met behulp van de klittenbandsluiting aan het ophangrek en aan het onderframe.

Gebruik van de remmen

1. Om de parkeerrem te activeren, duwt u de remhendel naar beneden. Om de parkeerrem weer te ontgrendelen, trekt u de hendel weer naar boven. Gebruik **ALTIJD** de beide parkeerremmen gelijktijdig, zodat de Actimo Premium stevig vaststaat.
2. Om kort af te remmen of de snelheid te verlagen, dient u de beide parkeerremmen gelijktijdig naar boven te trekken om te voorkomen dat de Actimo Premium naar een kant uitwijkt.



Veiligheidsaanwijzingen



1. Controleer vóór elk gebruik of de rollator volledig is uitgekapt en of de beide handvaten op dezelfde hoogte zijn ingesteld.
2. Test de remmen alvorens u de Actimo Premium gaat gebruiken en neem pas op het zitgedeelte plaats nadat u de rollator met de parkeerrem heeft vastgezet. Duw de rollator niet voort nadat u bent gaan zitten! U kunt daarbij vallen!
3. Neem nooit op het zitgedeelte plaats zonder dat de ruggordel is aangebracht of als de rollator scheef staat.
4. Gebruik de rollator niet om er personen op voort te duwen en hang geen voorwerpen aan de handvaten.
5. Telkens wanneer u de handvaten in hoogte heeft versteld, dient u daarna de remmen te controleren en u ervan te verzekeren dat de remkabels niet klem zitten.
6. Gebruik de rollator niet op trappen, maar uitsluitend op een vlakke ondergrond! Alle vier wielen moeten op de grond staan, anders bestaat het gevaar van omkiepen!
7. De Actimo Premium is tot maximaal 136 kg belastbaar! De tas kan tot maximaal 5 kg worden beladen en is uitsluitend bedoeld voor het meenemen van voorwerpen!
8. Let erop dat een volle tas de wendbaarheid van de rollator beïnvloedt en gebruik de rollator nooit om er mee achteruit te lopen!
9. Gebruik nooit een defecte rollator en neem contact op met uw leverancier als u veranderingen aan het materiaal of sterke sporen van slijtage vaststelt.

Reiniging

U moet de rollator geregeld (en bij gebruik door meerdere personen bij elke overdracht!) reinigen dan wel desinfecteren. Gebruik een milde zeep zonder schuurmiddelen en een zachte doek. Het desinfecteren kan met de gebruikelijke, daarvoor bedoelde ontsmettingsmiddelen gebeuren. Gebruik geen schurende of etsende reinigingsmiddelen of hogedruk- of stoomreinigers! Let erop dat er zich geen vuil op de wielen of remmen ophoopt. Wielen en remmen kunnen met een zachte borstel en wat warm water worden schoongemaakt.

Onderhoud

De Actimo Premium is onderhoudsvrij. Mocht u vaststellen dat de remkracht afneemt, de wielen stroever lopen of er veranderingen aan het materiaal zijn opgetreden, dient u contact op te nemen met de leverancier.

Gebruik nooit een defecte rollator en controleer vóór elk gebruik of de remmen goed werken en de handvatstangen stevig vastzitten!

Contra-indicatie

Het gebruik van de Actimo Premium is niet bedoeld voor personen met:

- waarnemings- en gezichtsstoornissen;
- zware evenwichtsstoornissen;
- en personen met geamputeerde ledematen of schade aan de gewrichten.

In de verpakking

Actimo Premium

Tas (optioneel)

Rollatorgarage (optioneel)

Gebruiksaanwijzing

Bescherm de rollator tegen vochtigheid en plaats de rollator op een veilige plek om het frame en de wielen te behoeden voor schade!

Technische specificaties/maten en gewicht

Gewicht: 7,8 kg

Breedte: 61 cm

Diepte: 70 cm

Hoogte: 77 – 90 cm

Breedte tussen de handvaten (middellijn): 49 cm

Max. belasting: 136 kg

Max. draaicirkel: 93 cm

Materiaal: geanodiseerd aluminium (roestwerend)

Afvalwijzer

Een rollator die niet langer wordt gebruikt, is nog altijd een waardevolle bron van herbruikbaar materiaal dat weer in de industriële cyclus kan worden opgenomen. Voer uw afgedankte rollator dus niet af met het huisvuil, maar breng de rollator naar een afvalpunt om te worden gerecycled. Uw gemeente kan u daarover verder informeren.

Garantie

De garantie bedraagt 24 maanden en heeft betrekking op al die gebreken aan het product die duidelijk zijn toe te schrijven aan fabricage- of materiaalfouten.



Art./PZN: 12672822 (blauw), 12675803 (antraciet)



Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Tel.: +49 4121 473312
Fax: +49 4121 473323
www.rehaforum.com



Actimo Premium



DK



Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen, før du tager Actimo Premium i brug for første gang. Opbevar betjeningsvejledningen, så den er tilgængelig til senere brug.

Tilsvaret anvendelse


Rollator til at støtte personer når de går, der er begrænset i deres bevægelse og mobilitet. Rollatoren er foldbar, har en siddefunktion, en holder til spadserestok og en bæretaske (ekstraudstyr) til transport af redskaber eller køb.

Indikation

Actimo Premium kan bruges ved lette koordinationsforstyrrelser samt nedsat mobilitet, på grund af manglende kræfter eller reduceret bevægelighed. For at bevare den fysiske aktivitet, er Actimo Premium egnet til anvendelse både indendørs og udendørs.

Vejledning/montering

1. Tag rollatoren ud af kassen, og kontroller indholdet og emballagen for skader hhv. fuldstændighed
Rollatoren leveres samlet og foldet i pap og plastik.



2. Placer Actimo Premium fladt på gulvet og fold den ud ved at trække håndtagene til siden. Den ovale plastikholder og rammerøret, skal sættes helt sammen, før låsehåndtaget lukkes (billede 1).
3. For at låse den, skal låsearmen på rammen trækkes ud efter hinanden (billede 2), og drejes 180° til den peger fremad. Sørg for at rørhåndtaget er lodret, og at plastikholderen griber rammen. Spændeskiven skal sidde korrekt for enden af låsearmen. Drej nu denne 180°, til den er parallel med rammen, og tryk håndtaget i slidsen (billede 3). Sørg for, at du ikke trykker låsearmen for stramt på, før rørhåndtaget sidder helt fast på rammen, for at undgå skader!



Billede 1



Billede 2



Billede 3

4. Derefter åbner du clipsen på siden af sædet, og trykker sædet ned med håndfladen. Nu er Actimo Premium helt udfoldet. Kontroller at sædet er låst fast i plastikholderen. Kontroller udvendigt om rammen er låst fast i plastikholderen.
5. Indstil håndtagene i taljehøjde, så armene er bøjet med omkring 20°-30°, når der skubbes. Løs vingeskruen på rørholderen, skub eller træk i rørhåndtaget til den ønskede højde opnås (huller til fastsættelse), og spænd vingeskruen fast igen. Vær opmærksom på at håndtagene har den samme højde, og træk ikke hele rørhåndtaget af rammen når du indstiller den!



6. For at folde rollatoren sammen, træk siddefladerne på håndtagene opad. Løsgør skruerne på rammen, og fold håndtagene baglæns mod jorden.



Montering af tasken

1. Fjern afdækningerne (kappen) fra hullerne, på de bageste sider af rammen, og skru ophængningsanordningen fast.



2. Fastgør tasken ved hjælp af velcrolukningerne på ophængningsanordningen og den nederste del af rammen

Anvendelse af bremserne

1. For at aktivere håndbremsen (parkeringsbremsen), skal håndtaget trykkes nedad. For at løsne den, skal du trække håndtaget opad igen. Anvend ALTID begge håndbremses på samme tid, så Actimo Premium står fast.
2. For bremse let eller sænke hastigheden, skal begge bremsegreb trækkes opad på samme tid, således at Actimo Premium ikke kører skævt.



Sikkerhed



1. Kontroller før hver anvendelse, at rollatoren er helt udfoldet og at håndtagene er i samme højde.
2. Test bremserne før du anvender Actimo Premium og sæt dig kun på sædet, når håndbremsen er trukket. Skub ikke rollatoren når du sidder ned! Der er fare for at falde!


3. Sid ikke på rollatoren, når ryglænet ikke er spændt eller når rollatoren står skråt.
4. Skub ikke personer med rollatoren, og hæng ikke genstande på håndtagene.
5. Kontroller bremserne efter hver højdejustering, og sørg for at bremsekablerne ikke er klemmt.
6. Anvend ikke rollatoren på trin, men kun på et plant underlag! Alle fire hjul skal være på jorden, ellers er der fare for at vælte!
7. Actimo Premium har en belastningskapacitet på op til 136 kg! Tasken kan læsses med maks. 5 kg, og er udelukkende beregnet til transport af genstande!
8. Vær opmærksom på, at den lastede taske påvirker manøvredegtigheden af rollatoren, og endvidere må du ikke gå baglæns, når du anvender rollatoren!
9. Anvend ikke en defekt rollator, og kontakt forhandleren hvis du bemærker ændringer i materialer eller stærk slitage.

Rengøring

Du skal rengøre hhv. desinficere rollatoren med jævne mellemrum (obligatorisk når der skiftes bruger). Brug en mild sæbe uden slibende tilsætningsstoffer og en blød klud. Desinfektion kan udføres med et middel i henhold til producentens anvisninger, f.eks. Descosept AF. Brug ikke slibende eller ætsende rengøringsmidler eller højtryks- og damprensere!

Sørg for, at der ikke kommer snavs i hjulene eller bremserne. Dette kan fjernes med en blød børste og varmt vand.

Vedligeholdelse

Actimo Premium er vedligeholdelsesfri. Hvis du oplever en reduktion i bremsekraft, en sløvhed af hjulene eller ændret karakter af materialet, skal du kontakte din forhandler. 

Anvend ikke en defekt rollator, før anvendelse skal du kontrollere bremsefunktionen og rørgrebet!

Kontraindikation

Anvendelsen af Actimo Premium ikke egnet for personer med

- Kognitiv svækkelse, nedsat syn
- Kraftige koordinationsforstyrrelser
- Mennesker med amputerede lemmer, ledskader

Levering og opbevaring

Actimo Premium

Taske (ekstra udstyr)

Rollatorgarage (ekstra udstyr)

Betjeningsvejledning

Beskyt rollatoren mod fugt, og stil den et sikkert sted, for at beskytte stellet og hjulene mod skader!

Tekniske data/Dimensioner og vægt

Vægt: 7,8 kg

Bredde: 61 cm

Dybde: 70 cm

Højde: 77 – 90 cm

Bredde mellem håndtagene (midterlinjen): 49 cm

Maks. belastning: 136 kg

Maks. vendediameter: 93 cm

Materiale: Anodiseret aluminium (ikke modtagelig for korrosion)

Bortskaffelse

En rollator der ikke længere kan anvendes, er en værdifuld materialekilde, der kan leveres til den industrielle cyklus. Smid derfor ikke din rollator ud med husholdningsaffaldet, men bortskaf den på en offentlig, godkendt genbrugsstation. Din lokale genbrugsstation, vil med glæde give dig alle relevante oplysninger.

Garanti

Garantiperioden er 24 måneder og henviser til en fejl på produktet, der viser sig at være forårsaget af fremstillings- eller materialefejl.



Art./PZN: 12672822 (blå), 12675803 (antracit)



Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Tlf. +49 4121 473312
Fax: +49 4121 473323
www.rehaforum.com