

## D GEBRAUCHSANLEITUNG

Mit dem Gebiss-Reiniger reinigen Sie Ihre dritten Zähne so professionell wie ein Zahnarzt.

### **Anwendung:**

Setzen Sie die Batterien gemäss den angegebenen Polen (+/-) ein. Geben Sie nun Wasser und eine Prise Kochsalz in den Behälter und stellen Sie den Schalter auf «on».

In 5 Minuten sind Ihre dritten Zähne hygienisch rein gereinigt. Mit 5800 Schwingungen pro Minute erzielen Sie ein Resultat, das nicht möglich ist, wenn Sie das Gebiss mit einer Bürste reinigen.

Kann auch zur Reinigung Ihres Schmuckes verwendet werden. Benutzen Sie dafür einfach anstatt Salz normales Spülmittel.

## F INSTRUCTIONS

Le nettoyeur de dentiers vous permet de soigner vos troisièmes dents de manière professionnelle comme chez le dentiste.

### **Utilisation:**

Insérez les piles en respectant la polarité (+/-). Ensuite, versez de l'eau, une prise de sel de cuisine dans le récipient et placez l'interrupteur sur la position «on».

En 5 minutes, vos dents seront nettoyées de manière hygiénique. Les 5800 oscillations par minute fournissent un résultat impossible à atteindre avec une brosse à dents conventionnelle.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour le nettoyage de vos bijoux. Utilisez dans ce cas un nettoyant de vaisselle.

## I ISTRUZIONI

Con il pulitore per dentiere potrete pulire i vostri nuovi denti con la stessa professionalità di un dentista.

### **Utilizzo:**

Inserite le batterie rispettando la polarità indicata (+/-). Mettete quindi nel contenitore dell'acqua e una presa di sale da cucina e premete l'interruttore su «on».

Dopo soli 5 minuti la vostra dentiera sarà perfettamente pulita e igienizzata. Con 5800 oscillazioni al minuto, otterrete un risultato che non è possibile ottenere pulendo semplicemente la dentiera con un normale spazzolino.

L'apparecchio può essere utilizzato anche per pulire i gioielli. In questo caso, al posto del sale, utilizzate un normale detergente per lavastoviglie.